

# Trade-In 보상판매 최대 25% 할인

이벤트 기간 2017년 5월 ~ 9월까지



Davinch-Gel™ Imaging System



## 인고 쓰는 다네시케이 Gel-doc= 이 12171 1721101E



### 划行过地 正性法性的 的心里望的 型好意 吃好的吃

#### **Best Quality**

- 1.45 M pixel CCD 카메라를 통한 높은 해상도 이미지 촬영
- F1.0, 8~48mm zoom lens (Fast optic lens)

#### **User Safety**

- Gel cutting을 위한 UV Blocking shield
- UV Safety auto-lock for door open


#### Easy & Intuitive software

- 빠르고 편리하게 관찰 및 이미지 캡쳐 가능
- 소프트웨어를 통한 전원 on/off로 소모품 비용절감

#### A variety of applications


- 핵산 전기영동 결과 확인
- 단백질 전기영동 결과 확인 및 silver stainining 결과 확인
- GFP 확인 (Option)

## Davinck-k gel-doc 75 TEEHIO



#### Capture mode

- 직관적 구성으로 편리한 사용
- Auto/Manual exposure time 설정
- UV on/off 컨트롤러를 통해 소모품 유지비용 절감



#### **Editing mode**

- Annotation text, 화살표 입력 및 편집
- 최대 4배까지 가능한 spot zoom
- 다양한 파일 형태로 저장 가능 (tiff/bmp/jpg)

Labplus\_co\_kr Fast & Perfect

제품상담: 생명과학마케팅팀 (T.02-2140-5493)

